

# Chirurgische Absaugereinheit VC 65 – Flüsterleise Power



# Für alle, die Topleistung nicht hören, sondern spüren wollen.

## In der Ruhe liegt die Kraft

Mit der VC 65 herrscht endlich Ruhe während der Behandlung. Ihre leise Kraftentfaltung wirkt beruhigend auf Patienten und erleichtert dem Team die Konzentration auf die eigentliche Aufgabe. Mit einem Saugvolumen von 65 l/min bei konstant hohem Unterdruck von bis zu 910 mbar ermöglicht die neue stufenlos regelbare chirurgische Saugereinheit präzises Arbeiten mit Höchstleistung im chirurgischen Bereich.

## Zuverlässig unter Druck

Im Gegensatz zu konventionellen zahnärztlichen Saugsystemen deren Hauptaufgabe neben der Entfernung von Speichel und Sekret, die Absaugung des kontaminierten Spraynebels (Aerosol) aus dem Behandlungsumfeld ist, werden in der Oral- und MKG-Chirurgie andere Anforderungen an die Saugereinheit gestellt.

Das punktgenaue Entfernen von größeren Blutmen- gen, Gewebe-, Dentin- und Knochenresten mit der chirurgischen Kanüle erfordert einen höheren Unterdruck und eine leistungsstarke Pumpe. In der VC65 kommt hierfür eine neu entwickelte und optimierte Kolbenpumpe zum Einsatz, die bauartbedingt nicht nur effizienter, sondern auch wesentlich leiser arbeitet als herkömmliche Pumpen.

Die innovative Lösung separiert die unterschiedlichen Substanzen problemlos und sammelt sie in einem modularen einfach zu handhabendem Behältersystem.

Mit der VC 65 steht Implantologen und Chirurgen ein mobiles zuverlässiges Saugsystem zur Verfügung, das einen dauerhaft störungsfreien Betrieb gewährleistet.



- Bis zu 75% schnellere Verfügbarkeit des Vakuums\*
- Flexibel anbringbarer Schlauchhalter (auch passend für Einwegschläuche)

\*Im Vergleich zum Modell VC 45



Normschiene zur  
Adaption von Behältern

Ablagefläche im Cart

VC 65 mit optionalem Cart  
für den mobilen Einsatz

### Darauf kommt es an:

- Maximale Saugleistung bei minimalem Geräusch durch Einsatz einer Kolbenpumpe
- Zuverlässiges und langlebiges System dank hochwertiger Materialien
- Flexibles, mobiles Gerät durch das multifunktionale Cart inkl. Ablage
- Inkl. Fußschalter im Standardzubehör
- Einfacher Behältertausch durch einfaches Schnellkupplungssystem zwischen Behälter und Saugsystem



- Auch als Tischversion erhältlich



# Alles was eine gute Absaugung braucht



## Chirurgische Absaugkanülen

Schlanke Kanülen für den chirurgischen Eingriff, die auf Grund der Form dennoch für große Blutmengen geeignet sind.



## Einweg-Saugschlauch

Die Saugschläuche (mit oder ohne fest integrierte Kanüle) zur einfachen Handhabung und Entsorgung. Länge 2,1 m.



## 2 l Einweg-Sekretbehälter

Kein Umgang mit kontaminierter Flüssigkeit, das reduziert den Arbeitsaufwand und spart Kosten. Mit integriertem Geliermittel.



## Fußschalter

Zum flexiblen Ein- und Ausschalten des Gerätes.

## Technische Daten

	VC 65
Spannung (V)	230 (1~)
Frequenz (Hz)	50/60
Stromaufnahme (A)	0,8
Volumenstrom (l/min)	65/75
Unterdruck (mbar) bei NN	910
Maße ohne Cart (H x B x T cm)	35 x 33 x 37
Maße mit Cart (H x B x T cm)	105 x 45 x 57
Gewicht ohne Cart (kg)	16
Gewicht mit Cart und Fußschalter (kg)	27
Geräuschpegel [dB(A)]	44



## Cart

Multifunktionales Cart für den mobilen Einsatz der VC 65.