

Produktübersicht Power Tower View



	VS 900 S	VS 1200 S	V 900 S	V 1200 S
Anzahl Behandler	3	4	3	4
Kompressor	Duo	Duo	Duo	Duo
2. Aggregat (optional)	✓	✓	✓	✓
Amalgamabscheider (optional)	✓	✓	X	X
Saugsystem	Nass	Nass	Trocken	Trocken
Lieferleistung bei 5 bar*(l/min) mit 1 Aggregat	115	115	115	115
Lieferleistung bei 5 bar*(l/min) mit 2 Aggregaten	230	230	230	230
Schallpegel bei 35° C Umgebungstemperatur	56	56	56	56
Spannung (V)	400	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Größe (H x B x T cm)	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61	208 x 64 x 61
Gewicht (kg)	275	275	265	265

*gemessen ohne Trockenluft

Zubehör



1610-121-00
Feinfilter für
Trockenluftanlage



1650100172
Virus-Bakterienfilter
für Trockenluftanlage



0832-982-00
Ansaugfilter



1650200323
Koaleszenzfilter

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerddental.com
info@duerrdental.com

**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM