



U 1302

Die U 1302 mit Schwebetisch bringt alles für Sie in perfekte Reichweite.

Diese Behandlungseinheit der Kompaktklasse verfügt über eine Reihe von Merkmalen, die sie zu einem Allround-Talent machen. Die Säule mit Behandlungsleuchte, Traytisch und Arztelement ist auf einer eigenen Bodenplatte montiert: Vibrationen übertragen sich nicht.

Das Zahnarztgerät und der Traytisch bilden eine Einheit und können mit einem Griff in die optimale Position gebracht werden. Alle Instrumente und der Traytisch mit großer Ablagefläche sind so mit einer Hand erreichbar und stufenlos positionierbar. Der durchdachte Aufbau sorgt für mühelose Funktionalität und einfaches, sicheres und vielseitiges Bedienen.



Grundausrüstung der U 1302

Zahnarztgerät U 1302

- Gerätearm, gebogen
- Mehrfunktionsspritze ohne Medienheizung
- 1. Lichtturbineeinrichtung für 4-Loch-Anschluss
- 1. Lichtmicromotor K 2 (4.000-40.000 U/min)
- Fußanlasser F 10, stufenlos regelbar

Wassereinheit U 742

- Assistenzelement Einsteiger
- Mundspülbeckenventil

Anbauträger rund

Traytisch U 651 für 2 Normtrays

Versorgungselement

- DVGW-Trennstrecke, Permanent-/Intensiventkeimung

Patientenstuhl UD 2015

- Rückenlehne, breit
- Bewegliche Kopfstütze

Behandlungsleuchte Solaris 2

DIE ALLROUNDERIN

