




Hinweis: Um hygienischen Anforderungen zu entsprechen, empfehlen wir unser waschbares Hygienefutteral aus dem speziellen ComforTex® MF Material in der Farbe „Titan“.



Mit austauschbarem Klettverschluss



Kinder-Größe im Design Happy



Optional erhältliches Hygienefutteral

Modelle:	RD6145E	Erwachsenen Schilddrüsen-Sternumschutz für Patienten
	RD6145K	Kinder Schilddrüsen-Sternumschutz für Patienten

Made in Germany

CE 0302

RD614 – Schilddrüsen-Sternumschutz für Patienten

Die Schilddrüse ist ein strahlenempfindliches und daher besonders schutzwürdiges Organ des menschlichen Körpers. Der MAVIG Schilddrüsen-Sternumschutz für Patienten zeichnet sich durch erstklassige Schnittführung und beste Passform aus, selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Strahlenschutzaspekte.

Ein unkomplizierter Magnet- oder Klettverschluss, der optional auch austauschbar ist, sorgt für genügend Spielraum in der Anpassung.

- **Schutzmaterial** Novalite Plus oder Leadfree 2.0
- **Bleigleichwert** 0,50 mm Pb
- **Magnet- / Klettverschluss**

Erwachsene	Einheitliche Größe, passend für Halsweiten von 32 - 45 cm
Kinder	Einheitliche Größe, passend für Halsweiten von 28 - 36 cm
- **Austauschb. Klettverschluss**

Erwachsene	Einheitliche Größe, passend für Halsweiten von 37 - 50 cm
Kinder	Einheitliche Größe, passend für Halsweiten von 28 - 36 cm
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, ComforTex® HPMF Hybrid, lieferbar in den Farben:
Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, oder Design: Happy (nur ComforTex® HPMF)

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com