

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung: Pinselfähiges Trennmittel zur Isolierung von Silikonen und Polyether

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Destilliertes Wasser
2	Polyvinylalkohol
3	Lackadditiv

Eigenschaften:

Farbe: farblos
Form: flüssig
Geruch: charakteristisch
Siedepunkt: 100°C
Viskosität: $\leq 1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

info@dreve.de

www.dreve.com