

TRIOS 6 Wireless

Revolutionär. TRIOS neu definiert.

- ✓ Hohe Genauigkeit und Präzision
- ✓ Die beste Scanqualität aller Zeiten – erfasst bis zu doppelt so viele Details
- ✓ Hyperspektrale Technologie zur gleichzeitigen Erfassung von Weiß-, Fluoreszenz- und Nahinfrarotdaten in einem einzigen Scanvorgang
- ✓ Kompatibel mit TRIOS Dx Plus für die KI-gestützte Erkennung der häufigsten Zahnzustände¹
- ✓ Verbesserte Patientenkommunikation mit der DentalHealth App
- ✓ Höchste Bewegungsfreiheit durch kabelloses und kalibrierungsfreies Scannen
- ✓ Optimale Akku-Aufladung
- ✓ Energiesparender Standby-Modus
- ✓ ScanAssist-Funktion mit intelligenter Scan-Anordnung
- ✓ Sensorische Hinweise beim Scannen
- ✓ Verbesserte Ergonomie und hygienegerechtes Design für minimales Risiko einer Kreuzkontamination
- ✓ Einzigartiges offenes zahnmedizinisches Ökosystem und Patienten-Apps zur Erhöhung der Behandlungsakzeptanz

Technische Daten

ALLGEMEIN

Lieferumfang	TRIOS 6 Scanner, 1 autoklavierbarer Aufsatz, eine Box mit 25 TRIOS Ready Tips, TRIOS Schutzaufsatz, eine Schachtel TRIOS-Hüllen, 3 Akkus, Ladegerät mit Netzkabel, Scanner-Pod, Wireless-Adapter, Dokumentation
--------------	---

Verpackungsabmessungen (LxBxH cm)	33 x 45,6 x 10,2 (Transportbox)
-----------------------------------	---------------------------------

Kompatibel mit TRIOS Dx Plus	JA ²
------------------------------	-----------------

HARDWARE

Scannergewicht	308 g
Scannerabmessungen (LxBxH cm):	3,8 x 3,9 x 26,6
Aufsatzabmessungen (LxBxH cm):	9,5 x 2,26 x 1,95

AKKU

Akku-Abmessungen (LxBxH cm)	7,7 x 2,17 x 2,42
Akkulaufzeit* (durchgehendes Scannen)	Sofortiges Aufheizen und bis zu 45 Minuten kontinuierliches Scannen mit einem neuen Akku
Akku-Ladezeit*	80-prozentige Akkuaufladung in 60 Minuten. 100-prozentige Akkuaufladung in weniger als 2 Stunden.

¹ Zahnabnutzung, Zahnfleischrückgang, Plaque, Oberflächen- und Approximalkaries. Approximalkaries wird nicht durch AI erkannt.

² Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder 3Shape-Vertreter, um die Verfügbarkeit von 3Shape-Produkten in Ihrem Land zu prüfen. TRIOS Dx ist in den USA nicht von der FDA für eine klinische Verwendung zugelassen.

