



**AUSPACKEN. EINSCHALTEN.
LOSFRÄSEN.**



CAD CAM Valley powered by MULTIDENT

SPEZIELLE SPEZIALISTEN.

Als erfahrene Zahntechniker, Dentaltechnologen und Spezialisten für CAD/CAM Systeme wissen wir worauf es ankommt! Wir beraten Sie umfassend, von unseren Erfahrungen motiviert und immer mit dem Blick auf Ihre Situation gerichtet.

- › Beratung zu Frässystemen, IO- und Laborscannern, CAD- und CAM-Software, Materialien und 3D-Druckern
- › Analyse & Auswertung Ihrer Infrastruktur
- › Integrations-Beratung und direkte Motivation von Mitarbeitern
- › Optimierung von individuellen Arbeitsabläufen

MARCEL SCHROEDER

**WORKFLOW SPEZIALIST
ZAHNTECHNIKER**

SEBASTIAN BÜSSING

**WERKSTOFF SPEZIALIST
DENTALTECHNOLOGE**


**WIR SAGEN WIE. SIE SAGEN WOW.
LERNEN SIE UNS KENNEN.**



FRÄSMASCHINEN IM ÜBERBLICK:

	HINRIMILL E4	HINRIMILL E5
Zu verarbeitendes Material		
Composites	✓	✓
Kunststoffe	✓	✓
Glaskeramik	✓	✗
Hybridkeramik	✓	✗
Zirkon	✓	✓
Titan	✗	✗
CoCr	✗	✗
Wachs	✓	✓
Rohlingsformat		
Ronden	✗	Ø 98,5 mm ↕ 10-40 mm
Blöcke	Bis zu 45x20x20 mm	Bis zu 45x20x20 mm
Eigenschaften		
Trocken	(✓)**	✓
Nass	✓	✗
Achsen	4	5
Schwenkbereich	190° bis - 10°	360° ± 35°
Spindelgeschwindigkeit	bis 60.000 U/min	bis 60.000 U/min
Werkzeugplätze	7	17
Wechsler Rohlinge	✗	✗
Spindel	800 W	800 W
vollautomatisches Reinigungssystem	✗	✗
Abmessungen (B/H/T)	360 x 490 x 370 mm	472 x 734 x 484 mm
Gewicht	28 kg	43 kg
UVP zzgl. MwSt.	19.990,- €* 19.990,- €*	22.990,- €* 22.990,- €*

** Mit optionalem Trockenbehälter + Absaugung



HINRIMILL E4 - DER DIGITALE EINSTIEG IN SAME-DAY-ZAHNMEDIZIN.

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR SCHNELLE CHAIRSIDE ANWENDUNGEN.

INNOVATIV

- › Druckluftfreiheit durch zum Patent angemeldetes AIRTOOL
- › Auf geringes Gewicht optimierte Maschinenkonstruktion
- › Kombifach für Kühlflüssigkeitsbehälter oder optionalen Trockenbehälter
- › Maschinendesign in modularer Bauweise für eine serviceoptimierte Wartung

ZUVERLÄSSIG

- › Zu 100% in Deutschland entwickelt und gefertigt
- › Beste Fertigungsergebnisse und große Langlebigkeit durch die Verwendung ausschließlich hochwertiger Industriekomponenten

SCHNELL & PRÄZISE

- › 800-Watt-Spindel mit 60.000 U/min
- › 3 µm Wiederholgenauigkeit
- › stabile Aluminiumkonstruktion

UNABHÄNGIG

- › DENTALCAM-Software mit offener Schnittstelle zu CAD-Software und Materialien
- › Schleift und fräst fast alle Blockmaterialien bis 45 mm Länge von einer Vielzahl an Herstellern
- › Volle Materialvielfalt bei Glaskeramik, Composites, Zirkonoxid und Kunststoffen



HINRIMILL E5 - EINFACH EASY. INNOVATION MADE IN GERMANY.

OHNE DRUCKLUFTANSCHLUSS SCHNELL UND PRÄZISE FRÄSEN.

INNOVATIV

- › Druckluftfreiheit durch zum Patent angemeldetes AIRTOOL
- › Auf geringes Gewicht optimierte Maschinenkonstruktion
- › Maschinendesign in modularer Bauweise für eine serviceoptimierte Wartung

ZUVERLÄSSIG

- › Zu 100% in Deutschland entwickelt und gefertigt
- › Beste Fertigungsergebnisse und große Langlebigkeit durch die Verwendung
- › ausschließlich hochwertiger Industriekomponenten

SCHNELL & PRÄZISE

- › 800-Watt-Spindel mit 60.000 U/min
- › 3 µm Wiederholgenauigkeit
- › Aluminium-Gusskörper für vibrationsarmen Betrieb

UNABHÄNGIG

- › Fräst fast alle Materialien bis hin zu CoCr-Sintermetallen im 98,5-mm Rondenformat, Halterungen für 110-mm-Ronden und Blöcke erhältlich
- › Maximale Indikationsvielfalt durch -35° Drehwinkel in der 5. Achse und Rohlinge bis 40 mm Stärke
- › DENTALCAM-Software mit offener Schnittstelle zu sämtlichen Scannern und Materialien



5
ACHSEN

1
RONDE

6
BLÖCKE

17
TOOLS

TROCKEN



GEHT DOCH.

DIGITAL IST NICHT ABSTRAKT. DIGITAL IST AN IHRER SEITE.



multident.de/cad-cam-valley/

CAD CAM Valley powered by



MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.



* Die Preise sind gültig bis zum 31.12.2027 bzw. solange der Vorrat reicht. Abbildungen zeigen ggf. Mehrausstattung. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Es gelten die AGB der MULTIDENT Dental GmbH.