

TRIOS 5 Wireless

Anspruchsvolle Scantechnologie für höhere Effizienz, Verbesserung der Hygiene, ein Höchstmaß an Ergonomie sowie mühelose Scanergebnisse

- ✓ Hohe Genauigkeit und Präzision
- ✓ Naturgetreue Scanfarben
- ✓ Automatische Scanbereinigung
- ✓ Einzigartiges offenes zahnmedizinisches Ökosystem
- ✓ Patienten-Apps zur Erhöhung der Behandlungsakzeptanz
- ✓ Inhouse-Design und Fertigung
- ✓ Höchste Bewegungsfreiheit durch kabelloses Scannen
- ✓ Scannen von einem beliebigen Behandlungsraum jederzeit
- ✓ Vorbeugende Pflege mit der Erkennungsfunktion von Oberflächenkaries
- ✓ Kalibrierungsfreies Scannen
- ✓ Optimale Akku-Aufladung
- ✓ Energiesparender Standby-Modus
- ✓ ScanAssist-Funktion mit intelligenter ausrichtungs-gesteuerter Technologie
- ✓ Sensorische Hinweise beim Scannen
- ✓ Verbesserte Ergonomie: der bislang kleinste und leichteste TRIOS
- ✓ Hygienegerechtes Design für minimales Risiko einer Kreuzkontamination



Technische Daten

ALLGEMEIN

Lieferumfang TRIOS 5 Scanner, 5x TRIOS 5 Scanneraufsätze; TRIOS 5 Schutzaufsatz; 3x Akkus, Ladegerät inkl. Netzkabel, Scanner-Pod, Wireless-Adapter; USB-Dongle mit Software; 3Shape Abonnement-Dongle; Dokumentation

Verpackungsabmessungen
(LxBxH cm) 33 x 45,6 x 10,2 (Transporttasche)

HARDWARE

AKKU

Gewicht 299 g (inkl. Akku)

Akkuabmessungen
(LxBxH cm) 7,7 x 2,17 x 2,42

Scannerabmessungen
(LxBxH cm) 26,6 x 3,7 x 3,8

Akkulaufzeit*
(durchgehendes Scannen) Sofortiges Aufheizen und bis zu 66 Minuten kontinuierliches Scannen mit einem neuen Akku

Aufsatzabmessungen
(LxBxH cm) 9,5 x 2,26 x 1,95

Akku-Ladezeit* 80-prozentige Akkuaufladung in 60 Minuten.
100-prozentige Akkuaufladung in weniger als 2 Stunden

*Interne Daten und Testergebnisse

Let's change dentistry together

3shape 