

TRIOS MOVE+

Produktspezifikationen

Hardware

- | | | |
|------------------|--|-------------------------|
| • Bildschirm | 15,6 Zoll (16:9) HD-Tochscreen mit einer Auflösung von 1920 x 1080 | |
| • Prozessor | Intel® Core™ i5-12600T | |
| • Speicher | 32GB DDR4 | |
| • Grafikkarte | T1000 8GB GDDR6 | |
| • Tastatur | N/A | |
| • Betriebssystem | Windows 11 IoT | Enterprise Value, 64bit |
| • Dimensionen | N/A (N/A) | |
| • Gewicht | 13 kg (28.7lbs) | |

Benutzerfreundlichkeit und Design

- Im Lieferumfang sind 2 Halterungen zur Aufnahme von TRIOS 3, TRIOS 4 und TRIOS 5 enthalten.
- Bewegungsfreiheit durch leichtes Design.
- Immer in der richtigen Position dank des verstellbaren Arms.
- Vier Rollen mit integrierten Bremsen.
- Integrierter Stylus-Touchpen.