



Artikel-Nr.: **AW106** Spezialbügel



Anwendungsbeispiel mit mobilem System AW425

AW106 – Spezialbügel für Röntgenschutzkleidung

Der MAVIG Kleiderbügel aus hochbelastbarem Material (100% Recycling) mit spezieller Formgebung eignet sich hervorragend für die Aufbewahrung einzelner Schürzen, Mäntel oder Kostüme.

Ein Spezialbügel ist bei jeder Schürze/Mantel/Kostüm von MAVIG inklusive enthalten.

- **Hochbelastbar**
- **100% Recyclingmaterial**
- **Für Röntgenschutzkleidung (1 St.)**

• Technische Daten	Abmaße:	90 x 520 mm (H x B)
	Farbe:	Schwarz
	Zuladung:	max. 9,0 kg
	Eigengewicht:	0,2 kg

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com