

KAVO®

Kavo SONICflex 2000 N (Airscaler)	k#5, k#6, k#7, k#8, k#60, k#61, k#62, GK2, GK5, GK6, GK7, EK8
Kavo SONICflex 2003 (Airscaler)	k#5, k#6, k#7, k#8, k#60, k#61, k#62, GK2, GK5, GK6, GK7, EK8
Kavo SONICflex 2003 L (Airscaler)	k#5, k#6, k#7, k#8, k#60, k#61, k#62, GK2, GK5, GK6, GK7, EK8
Kavo SONICflex quick 2008 S / L / LS (Airscaler)	k5A, k6A, k7A, k8A, k60A, k61A, k62A
KOMET SFQ2008L / LS (Airscaler)	k5A, k6A, k7A, k8A, k60A, k61A, k62A
Kavo PIEZOlux (Piezo)	k#9, k#10 & k#11
Kavo Piezo SONOsoft LUX (Piezo)	k#9, k#10 & k#11
Kavo PiezoLED (Piezo)	k201, k202, k203, k222
Kavo PIEZOsoft	k201, k202, k203, k222

NSK®

Varios Combi Pro (Piezo)	alle nG, GN, PN, EN und SBN Spitzen
Varios series (Piezo)	alle nG, GN, PN, EN und SBN Spitzen
Ti-Max S970/AS2000 (Airscaler)	nS1, nS2, nS3, NK4, NK5, NK6, NK7
VariosSurg	nicht erhältlich

EMS®

Piezon® Master 700, MiniMaster®	alle EMS® Spitzen
Piezon LED®, Prophylaxis Master®	alle EMS® Spitzen
MiniMaster® LED	alle EMS® Spitzen
MiniPiezon®	alle EMS® Spitzen
Titanus®E	alle EMS® Spitzen

SIRONA®

Alle SIRONA® handpieces (Air & Piezo)	alle SIRONA® Spitzen
---------------------------------------	----------------------

SATELEC®

Newtron, Newtron LED, Newtron SLIM, Newtron SLIM B.LED Piezotome Cube	alle SATELEC® Spitzen außer chirurgische Piezotome 1
--	---

CASTELLINI®

Piezo Steril 6	SATELEC® Spitzen / oder EMS® Spitzen <i>kompatibel mit EMS® oder SATELEC®</i>
----------------	--

MECTRON®

MULTIPIEZO touch	GM1, GM3, GM4, GM5, GM6, PM1, PM3 und alle EMS® Spitzen
COMBI touc	GM1, GM3, GM4, GM5, GM6, PM1, PM3 und alle EMS® Spitzen
MICROPIEZO	GM1, GM3, GM4, GM5, GM6, PM1, PM3 und alle EMS® Spitzen
COMPACT PIEZO LED	GM1, GM3, GM4, GM5, GM6, PM1, PM3 und alle EMS® Spitzen
COMPACT PIEZO P2K	GM1, GM3, GM4, GM5, GM6, PM1, PM3 und alle EMS® Spitzen
PIEZOSURGERY TOUCH	alle MECTRON chirurgische Spitzen
PIEZOSURGERY WHITE	alle MECTRON chirurgische Spitzen
PIEZOSURGERY	alle MECTRON chirurgische Spitzen
PIEZOSURGERY 2	alle MECTRON chirurgische Spitzen
PIEZOSURGERY 3	alle MECTRON chirurgische Spitzen

CHIRANA®

verbaut EMS®, SATELEC® und LM®

Stern-Weber®

ZEG SC-A3 = EMS®

SAESHIN®

Saeshin Traus SUS10 = MECTRON®

W+H®

Tigon+ PA-1LED

Pyon 2 PB-3

Built-In PB-3

EMS®, GM1, GM3, GM4, GM5, GM6, PM1, PM3

EMS®, GM1, GM3, GM4, GM5, GM6, PM1, PM3

EMS®, GM1, GM3, GM4, GM5, GM6, PM1, PM3

Proxeo Ultra PB-5 L S

Built-In PB-5 L S

Tigon+ PB-3 LED S

Built-In PB-3 S

NSK®, SATELEC®

NSK®, SATELEC®

NSK®, SATELEC®

NSK®, SATELEC®

Airscaler Proxeo ZA-55

Airscaler Proxeo ZA-55 L

Airscaler Proxeo ZA-55 LM

Airscaler Proxeo ZA-55 M

Airscaler Proxeo ZA-55 BC

Airscaler Proxeo ZA-55 RM

KAVO SONICflex®

KAVO SONICflex®

KAVO SONICflex®

KAVO SONICflex®

KAVO SONICflex®

KAVO SONICflex®

Airscaler Proxeo mit SIRONA connection ZA-55 LS

Airscaler Proxeo mit SIRONA connection ZA-55 LS

SIRONA®

SIRONA®

3tech®

3tech hat Handstücke für

EMS® und SATELEC®

Zum Beispiel :

Easy scaler I-28 Type-S

<https://www.dentalsky.com/3tech-easy-scaler-i-28-type-s.html>

SATELEC® & NSK®

Easy scaler I-28 Type-E

<https://www.dentalsky.com/3tech-easy-scaler-i-28-handpiece-type-e.html>

EMS®

für EMS®

Anthos®

U-PZ series

EMS®

Hu-Friedy®

<https://www.hufriedygroup.com/e-series-tips/diamond-piezo-scaling-tip-left>

<https://www.hufriedygroup.com/sites/default/files/2023-02/PE-PIE-PiezoTips-InfoSheet-HF-507-US-2302-web.pdf>

S-Serie

E-Series

NSK® & SATELEC®

EMS®

Warenzeichen:

EMS®	ist ein eingetragenes Warenzeichen der E.M.S. Electro Medical Systems S.A., Schweiz
KaVo®	ist ein eingetragenes Warenzeichen der KaVo Dental GmbH, Deutschland
NSK®	ist ein eingetragenes Warenzeichen der NSK Europe GmbH, Deutschland
SONICflex®	ist ein eingetragenes Warenzeichen der KaVo Dental GmbH, Deutschland
Sirona®	ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dentsply Sirona Deutschland GmbH, Deutschland
PIEZOlux® & SONOsoft®	ist ein eingetragenes Warenzeichen der KaVo Dental GmbH, Deutschland
Satelec®	ist ein eingetragenes Warenzeichen der Satelec GmbH / Acteon, Deutschland
Mectron®	ist ein eingetragenes Warenzeichen der mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Deutschland

Dental-Contact Vertriebs KG
Dental- & Medizinhandel
Im Spiet 101
DE 26506 Norden
Telefon +49 (0) 4931 9809681
Telefax +49 (0) 4931 9809683

www.dental-contact.de
info@dental-contact.de
Geschäftsführer:
Sven Albersmann
Handelsregister Aurich
Nummer HRA 201741

Deutsche Bank PGK Emden
BLZ 284 700 24
Konto 045421500
IBAN DE49284700240045421500
SWIFT-Code: DEUTDEB284
Ust.-Ident-Nr. DE 815470919

