

TREND Line Scan Sleeves

Speicherfolien-Schutzhüllen / Barrier Envelopes

- Matt-klare, weiche Oberfolie (LDPE mit Druck)
- Aufreißkerben im Haftlaschen- und Bodenbereich
- Leichtes, patientenfreundliches Material
- Speziell ausgeformte Haftlasche
- Kompatibel mit marktüblichen Systemen ohne Rahmen
- In praktischer, wiederverschließbarer Plexibox
- *Matt-clear, soft top foil (LDPE with print)*
- *Tear-open notches on top and bottom*
- *Lightweight, patient friendly foil*
- *Special shaped grip on top*
- *Compatible with all existing systems without frames*
- *In practical, reclosable plastic box*



Prod. No. 70400

Größe: - **0** - (2,0 x 3,0 cm)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Size: - **0** - (2.0 x 3.0 cm)
Packing unit: 100 pieces

Prod. No. 70401

Größe: - **1** - (2,0 x 4,0 cm)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Size: - **1** - (2.0 x 4.0 cm)
Packing unit: 100 pieces

Prod. No. 70402

Größe: - **2** - (3,0 x 4,0 cm)
Verpackungseinheit: 300 Stück
Size: - **2** - (3.0 x 4.0 cm)
Packing unit: 300 pieces

Prod. No. 70403

Größe: - **3** - (2,7 x 5,4 cm)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Size: - **3** - (2.7 x 5.4 cm)
Packing unit: 100 pieces

Prod. No. 70404

Größe: - **4** - (5,7 x 7,5 cm)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Size: - **4** - (5.7 x 7.5 cm)
Packing unit: 100 pieces