

## Angebot #646819

|                                                                                   | Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stückpreis              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <p><b>Packung 20 Tips blau, Länge 25 mm, Ø 0,3 mm, 30ga</b></p> <p>Artikelnummer: 46187</p> <p><b>Durchmesser</b> <input type="text" value="0,3 mm"/></p> <p><b>Farbe</b> <input type="text" value="blau"/></p> <p><b>Farbe Online</b> <input type="text" value="blau"/></p> <p><b>Größe</b> <input type="text" value="G30"/></p> <p><b>Länge</b> <input type="text" value="25 mm"/></p> <p><b>Verpackungseinheit</b><br/><input type="text" value="Packung"/></p> <p><b>Verpackungsinhalt</b><br/><input type="text" value="20 Applikationskanülen"/></p> | <p><b>51,30 €* </b></p> |