


Angebot #448534

	Artikel	Stückpreis
	<p>Trial Kit Super Quick</p> <p>Artikelnummer: 107599</p> <p>Ausführung</p> <p>normalhärtend (NH)</p> <p>normalhärtend (NH) schnellhärtend (SH)</p> <p>schnellhärtend (SH)</p> <p>Beschaffenheit heavy</p> <p>für Kronen und Brücke Implantate für Inlays und Onlays für kieferorthopädische Abformungen für orthodontische Abformungen</p> <p>Indikation</p> <p>Verpackungseinheit</p> <p>Set</p> <p>Verpackungsinhalt</p> <p>300 ml Basispaste, 60 Katalysator, 50 ml Kartusche Super Quick Light, 10 Penta Mischkanülen, 5 Garar Mischkanülen, 5 Garar Applikationsdüsen</p>	<p>123,54 €*[*]</p>