




**MULTIDENT**  
HÖCHST PERSÖNLICH.

Adresse:  
MULTIDENT Dental GmbH  
Edewechter Landstr. 148  
26131 Oldenburg

Kontakt:  
Telefon: 0441 930 80  
Fax: 0441 930 81 99  
E-Mail: info@multident.de

Rechtliches:  
Handelsreg.: HRB 211402  
Amtsgericht: Oldenburg  
USt-ID-Nr.: DE 213 022 408

## Angebot #257237

	Artikel	Stückpreis
 <p>LIQUIPURE wird einfach an Wasserhahn angeschlossen, ist verschleißfrei und bewahrt das wertvolle Zink bei. Damit bleibt die normale Wasserhahnmenge erhalten.</p> <p>LIQUIPURE FX wird an die Wasserleitung angeschlossen und kann einen Wasserdruck von 10 bis 100 bar aushalten. Die Filterpatrone mit Sandkornschicht dient zur Vorreinigung des Trinkwassers. Das Gerät verfügt über ein Messgerät zur Kontrolle der Restwasserqualität.</p>	<p><b>Stück Comfort</b></p> <p>Artikelnummer: 203845</p> <p><b>Verpackungseinheit</b></p> <p>Stück ▼</p> <p><b>Verpackungsinhalt</b></p> <p>Untertischversion ▼</p>	<p><b>308,00 €* </b></p>

Erstellt am 27.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.