

Angebot #855332

	Artikel	Stückpreis
	Implantmed Classic Set SI-923, Motor EM-19 mit 1,8 m Kabel, Fußsteuerung S-N2 mit Kabel Artikelnummer: 295997 Breite Tiefe 235 mm 240 mm ▼ Höhe 100 mm ▼ Verpackungseinheit Set ▼ Verpackungsinhalt SI-923, Motor EM-19 n
1,8 m Kabel,
Fußsteuerung S-N2 mi
Kabel ▼	1.894,00 € 3.834,00 € (50.6% gespart - Keine weiteren Rabatte möglich)