




Angebot #254790

	Artikel	Stückpreis
	<p>Stück, UL1 Sinus-Membran-Separator, um 130° abgewinkelt.</p> <p>Artikelnummer: 107155838</p> <p>Anschlussart <input type="text" value="passend für Mectron"/></p> <p>Ausführung</p> <p><input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 105° <input checked="" type="checkbox"/> 130°</p> <p>Beschaffenheit <input type="text" value="wasserkühlend"/></p> <p>Form <input type="text" value="Rund"/></p> <p>Indikation <input type="text" value="Chirurgie"/></p> <p>Typ <input type="text" value="UL1"/></p> <p>Verpackungseinheit</p> <p><input type="text" value="Stück"/></p> <p>Verpackungsinhalt</p> <p><input type="text" value="Sinuslift"/></p>	<p>60,00 €* </p>