

Angebot #829077

	Artikel	Stückpreis
	Packung 5 Stück FG, Figur 233, 2,1 mm, ISO 010 Artikelnummer: 52310	46,10 €
	Beschaffenheit unbeschichtet	
	Durchmesser 1 mm	
	Form Birne Figur 233	
	ISO Größe 010 für Edelmetall (EM) für Füllungen für Füllungsbearbeitung für Gold (Au) für Kronen z Entfernung	
	Indikation	
	Länge Kopflänge: 2,1 mm	
	Schaftart FG	
	Verpackungseinheit Packung	
	Verpackungsinhalt 5 Kronentrenner	