


Angebot #254780

	Artikel	Stückpreis
	<p>Stück, sAS3D Retro-Chirurgie-Spitze rechts.</p> <p>Artikelnummer: 107155911</p> <p>Anschlussart <input type="text" value="passend für Satelec"/></p> <p>Ausführung</p> <p><input type="checkbox"/> - <input type="text" value="Links orientiert"/></p> <p><input type="text" value="Rechts orientiert"/></p> <p>Beschaffenheit <input type="text" value="diamantiert wasserkühlend"/></p> <p>Form <input type="text" value="Rund"/></p> <p>Indikation <input type="text" value="Chirurgie"/></p> <p>Typ <input type="text" value="sAS3D"/></p> <p>Verpackungseinheit <input type="text" value="Stück"/></p> <p>Verpackungsinhalt <input type="text" value="Arbeitsspitze"/></p>	<p>47,00 €*[*]</p>