


Angebot #503355

	Artikel	Stückpreis
	<p>Packung 5 Stück FG, 3,6 mm, ISO 012</p> <p>Artikelnummer: 84247</p> <p>Durchmesser 1,2 mm ▼</p> <p>Form Zylinder rund ▼</p> <p>ISO Größe 012 ▼ für Keramik für Amalgam für Kronen z Entfernung für Titan (Ti) für weiche Materialien für Füllungen für Metall</p> <p>Indikation</p> <p>Länge Kopflänge: 3,6 mm ▼</p> <p>Schaftart FG ▼</p> <p>Verpackungseinheit Packung ▼</p> <p>Verpackungsinhalt 5 Kronentrenner ▼</p>	<p>46,10 €*</p>