




Angebot #448366

	Artikel	Stückpreis
 <p>exaplast Premium putty very high consistency Precision impression silicone Hochpräzise Dental-Abformmasse auf C-Silikonbasis. Knetbar, hohe Endhärte, 70 Shore A High precision dental impression C silicone. Kneadable, high final hardness, 70 Shore A 910 ml</p>	<p>Dose 910 ml Putty Artikelnummer: 30242</p> <p>Beschaffenheit putty ▼</p> <p>Farbe gelb ▼</p> <p>Farbe Online gelb ▼</p> <p>Indikation für Präzisionsabformungen Doppelmischtechnik fü Korrekturabformungen Situationsabformungen</p> <p>Verpackungseinheit Packung Dose(n) ▼</p> <p>Verpackungsinhalt 910 ml Silikon ▼</p>	<p>42,54 €*[*]</p>