

Angebot #509343

	Artikel	Stückpreis
	Set Sirona Adapter Artikelnummer: 108805 Indikation für Sirona Verpackungseinheit Set Verpackungsinhalt AIR-FLOW Handy 3.0, 120° Sprayhandstück / AIR-FLOW, Original AIR-FLOW Pulver CLASSIC, Füllhilfe AIR-FLOW Easy Clean, Fill handy 3.0, Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW Easy Clean, Wartungsset, Sirona Adapter	1.389,00 €*[*]