

Angebot #860911

	Artikel	Stückpreis
	Packung 6 Stück weiß, RA, Figur 243, 6 mm, ISO 030 Artikelnummer: 83164	25,70 €
	Durchmesser 3 mm ▼	
	Farbe weiß ▼	
	Farbe Online weiß ▼	
	Form Figur 243 Spitze ▼	
	ISO Größe 030 ▼ für Verblendung für Keramik für Okklusalbearbeitung für Komposit	
	Indikation	
	Länge Kopflänge: 6 mm ▼	
	Schaftart RA ▼	
	Stärke - ▼	
	Verpackungseinheit Packung ▼	
	Verpackungsinhalt 6 Polierer ▼	