

Angebot #707206

	Artikel	Stückpreis
	Stück, mit Glasstab 1:1 Übertragung für INTRAmatic™ Motoren Artikelnummer: 113706078 Anschlussart INTRAmatic/ISO Beschaffenheit einfach-Spraykühlung Farbe blau Farbe Online blau Indikation Präparation Material Titanbeschichtung Schaftart HP (Ø 2,35 mm) Typ mit Licht Verpackungseinheit Stück Verpackungsinhalt Handstück	395,00 €* 495,00 €* (20.2% gespart - Keine weiteren Rabatte möglich)