


## Angebot #448380

|   | Artikel   | Stückpreis              |
|---|---|-------------------------|
|  | <p><b>Intro Kit für P3</b><br/>Artikelnummer: 16689</p> <p><b>Ausführung</b></p> <p>normalhärtend (NH)</p> <p>schnellhärtend (SH)</p> <p><b>Beschaffenheit</b> <input type="text" value="soft"/></p> <p>für Inlays und Onlays für<br/>Funktionsabformungen <br/>Fixationsabformungen <br/>Implantate für<br/>Präzisionsabformungen</p> <p><b>Indikation</b></p> <p><b>Verpackungseinheit</b><br/><input type="text" value="Set"/></p> <p><b>Verpackungsinhalt</b></p> <p>300 ml Basispaste, 60<br/>Katalysator, 1 Penta<br/>Elastomerspritze, 10<br/>Mischkanülen, 1 Penta<br/>Soft Kartusche, 17 ml<br/>Polyether Adhesive</p> | <p><b>241,12 €*</b></p> |