


## Angebot #241769

	Artikel	Stückpreis
	<p><b>Stück beige, HP, Figur 372, 2,5 mm, ISO 110</b></p> <p>Artikelnummer: 121571</p> <p><b>Durchmesser</b> 11 mm ▼</p> <p><b>Farbe</b> beige ▼</p> <p><b>Farbe Online</b> beige ▼</p> <p><b>Form</b> Figur 372 Rad ▼</p> <p><b>ISO Größe</b> 110 ▼</p> <p><b>Indikation</b> für CAD/CAM für Keramik für Zirkon zur Hochglanzpolitur ▼</p> <p><b>Schaftart</b> HP ▼</p> <p><b>Stärke</b> 2,5 mm ▼</p> <p><b>Verpackungseinheit</b> Packung ▼</p> <p><b>Verpackungsinhalt</b> 2 Polierer ▼</p>	<p><b>30,80 €* </b></p>