




## Angebot #293421

	Artikel	Stückpreis
	<p><b>Packung SIROSONIC L, inkl. 2 Spitzen (3L, 4L), mit Licht</b></p> <p>Artikelnummer: 65375</p> <p><b>Ausführung</b></p> <p><input type="button" value="mit Licht"/> <input type="button" value="ohne Licht"/></p> <p><b>Indikation</b> <input type="text" value="für Sirona für Intego Prof für C-Line"/></p> <p><b>Verpackungseinheit</b></p> <p><input type="text" value="Packung"/></p> <p><b>Verpackungsinhalt</b></p> <p><input type="text" value="SIROSONIC, inkl. 2 Spitzen (3L, 4L)"/></p>	<p><b>902,00 €* </b></p>