




Angebot #448570

	Artikel	Stückpreis
	<p>Stück Standmodell, 75 x Ø 72 mm</p> <p>Artikelnummer: 46213</p> <p>Ausführung</p> <p>autoklavierbar</p> <p>Durchmesser 72 mm ▼</p> <p>Länge 75 mm ▼</p> <p>Material Opalglas ▼</p> <p>Verpackungseinheit</p> <p>Stück ▼</p> <p>Verpackungsinhalt</p> <p>Behälter ▼</p>	<p>78,90 €* </p>